

アライナー装着補助器具

# MUNCHIES®


マンチーズ

マンチーズは、アライナーの装着を補助し、  
矯正治療の効果を高めます。  
部位ごとに設計された形状とシリコンの弾性により  
アライナーの変形を抑えつつ、確実な装着が可能です。



## 使用方法

- ① 6種類の硬さから自分にあった硬さのマンチーズを選択します。
- ② アライナーを手で装着し、ギャップ(浮き)がある部分にマンチーズをくわえ、少しずつ移動させながら噛み込みます。
- ③ しっかりとアライナーが歯にフィットするまで続けます。



### ソフトタイプ

Gentle (ジェントル)



Gentle MAX (ジェントルMAX)



← より柔らかい --- 柔らかい --- やや柔らかい →

### ハードタイプ

Firm (ファーム)



Firm MAX (ファームMAX)



← やや硬い --- 硬い --- より硬い →

## 製品ラインナップ



まずはお試し  
**トライアルキット**  
製品番号 K89001  
標準価格2,800円  
内容: 2個入  
ファーム(イエロー)×1  
ジェントル MAX(グリーン)×1



好みの硬さを見つけれられる  
**スターターパック**  
製品番号 K89002  
標準価格8,400円  
内容: 6個入  
ファーム(イエロー、オレンジ)×各1  
ジェントル(パープル、ブルー)×各1  
ファーム Max(レッド)×1  
ジェントル Max(グリーン)×1



交換時の補充用に  
**バルクパック**  
標準価格 24,000円  
内容: 24個入

製品番号	製品名
K89006	ジェントルアソート(3色)×各8
K89008	ジェントル(パープル単色)
K89009	ジェントル(ブルー単色)
K89010	ジェントル MAX(グリーン単色)
K89007	ファームアソート(3色)×各8
K89011	ファーム(イエロー単色)
K89012	ファーム(オレンジ単色)
K89013	ファーム MAX(レッド単色)

**SmartPractice**  
株式会社スマートプラクティスジャパン

(販売元) 株式会社スマートプラクティスジャパン  
本社 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階  
TEL:046-200-5615 FAX:046-401-1737  
西日本営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪710  
TEL:06-6309-4000 FAX:06-6309-4002

【正規販売代理店】

和田精密歯研株式会社  
大阪市淀川区東三国 1-12-15 辻本ビル 6F  
Tel 06-4807-6700  
Fax 06-4807-6788  
URL <http://www.labowada.co.jp/>

## マンチーズ注文書



トライアルキット(2個入り)  
 ¥2,800 (税別)  
 \*やや柔らかい緑 1個と  
 やや硬い黄色 1個



スターターパック (6個入り)  
 ¥8,400 (税別)  
 硬さの異なる全6種。  
 専用ケース付。



バルクパック (24個入り)  
 ¥24,000 (税別)  
 - ジェントルアソート (各3色×8)  
 - パープル単色 ×24  
 - ブルー単色 ×24  
 - グリーン単色 ×24  
 - ファームアソート (各3色×8)  
 - イエロー単色 ×24  
 - オレンジ単色 ×24  
 - レッド単色 ×24

貴医院名		住所・電話番号	
お名前		email	
ご注文内容	金額 (税別)	ご注文数量	合計金額
マンチーズ トライアルキット	¥2,800		
マンチーズ スターターセット	¥8,400		
マンチーズ バルク	ジェントル アソート	¥24,000	
	パープル単色		
	ブルー単色		
	グリーン単色		
	ファーム アソート		
	イエロー単色		
	オレンジ単色		
	レッド単色		

販売元  
 和田精密歯研株式会社  
 大阪市淀川区東三国 1-12-15  
 電話 06-4807-6700  
 FAX 06-4807-6788

ご注文 FAX 番号  
 06-4807-6788