



先生の説明がよく分かったから、
 インプラントを選びました。
 インプラントにしてよかった。



インプラント患者説明用模型
MEGA NAVI

大きいから患者さんに分かりやすく、
 インプラント治療のメリットがきちんと伝わる。

「インプラント」と「ブリッジ」の治療内容を
 簡単に比較説明することができ、
 インプラント治療に対する患者さんの理解を得やすい
 ビッグサイズの患者説明用模型です。

[インプラントとブリッジの治療比較]

IMPLANT



BRIDGE



2つの治療内容を分かりやすく具体的に比較できるように、補綴物を自由に並置することができます。

「インプラント」と「ブリッジ」の治療比較により、
「インプラント」の性能を患者さんに分かりやすく説明することができます。

MEGA NAVI

を使った患者説明

歯を失った状態を説明

欠損状態



説明の POINT 問題点を伝える

- 歯が抜けたままの状態が続くと、両側の歯が左右の力に耐えきれなくなり、歯が傾く。
- 咬合しないため、対合歯が掘出したり移動することがある。

欠損による様々な問題を患者さんに説明し、欠損部分の治療方法である「インプラント」と「ブリッジ」の説明・提案へ。

治療比較

失った歯を補う治療方法としての説明・提案例

インプラント



説明の POINT メリットをきちんと伝える

- 残存天然歯を保護できる。
- 自分の歯と同じ感覚で噛むことができ、食べ物の味や感触がよく分かる。
- 歯肉とは真なり床が付かないので審美性が高く、歯茎から自分の歯が生えているように見える。



歯冠およびアバットメント部分を解説することができ、断面でインプラントの構造を説明可能。

※対応パーツの装着不可

咬合を保つ治療方法としての説明・提案例

ブリッジ



説明の POINT リスクを正しく伝える

- ブリッジにするために、隣接する歯が健康な場合でも削る必要がある。
- ボンティックに加わる荷重を両側の歯で受けるため、その荷重が負担となり、歯を喪失することもある。その結果、欠損の拡大につながることもある。



ブリッジ部分を解説することができ、ブリッジの特性を説明可能。

※対応パーツの装着が必要

インプラント患者説明用模型

MEGA NAVI

メ ガ ナ ビ



■仕様

用途	インプラント・ブリッジ治療説明用
形態	15欠損状態、14、16模型歯（歯冠部・歯根部分装脱可能） ●インプラント1本挿入（アバットメント部分装脱可能・フィクスチャー部装脱不可） ●ブリッジ装着（ブリッジ・対応パーツ装脱可能）
サイズ	W106×D70×H90mm（インプラント・対応パーツ装脱可能）
質量	280g（インプラント・対応パーツ装脱可能）
標準価格	28,000円

●模型製品の標準価格は、2008年10月1日現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。 ●仕様および別紙は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

販売元



歯も心も美しく
和田精密歯研株式会社

本社 〒532-0002
大阪市淀川区東三国1丁目12番15号
電話 06-4807-6700 FAX 06-4807-6788
http://www.labowada.co.jp

お問い合わせと
ご用命は