

プレオルソ こども歯ならび矯正法



「プレオルソ」

こども歯ならび矯正法 とは？



「プレオルソ」こども歯ならび矯正法とは、
80年以上も前から使用され続けている「機能的顎矯正装置」をベース
に新素材で作られた「プレオルソ装置」を使用した矯正治療です。
「歯ならび」だけではなく、「咬み合わせの改善」「お口ぽかんの改善」
「口呼吸から鼻呼吸へ」「舌のトレーニングによる正しい嚥下・発音」
など、子どもを健康な体へ導くことを目的とした矯正法です。

「将来の歯ならびが心配です。」

「先生のできる範囲の矯正でいいので、
なんとかお願いできませんか？」




この矯正法は、成長後に行う「本格矯正」のようなゴールを目指す治療方法ではありませんが、
「小児期」に口腔内外の環境を整え、実用的な歯ならびと健康的な口元を目指します。
将来的に本格矯正を希望される場合でも「便宜抜歯」や「後戻り」を防ぐことができる可能性が高くなります。



Forest-one

www.forest-one.co.jp

機能紹介 a part of Functions



○プレオルソ製品一覧

症例に応じて3タイプ/複数のサイズ/2種類の硬さの素材(ソフト・ハード)があります。

Type I 適応症
上顎前突 / 叢生 / 過蓋咬合 / 各種保定



ノーマルサイズ

Sサイズ

SSサイズ

▶ ハードタイプ

▶ ソフトタイプ

▶ ソフトタイプ

▶ ハードタイプ

▶ ハードタイプ

Type II 適応症
開咬症 / 開咬の保定



ノーマルサイズ

▶ ハードタイプ

Type III 適応症
反対咬合 / 反対咬合の保定



ノーマルサイズ

Sサイズ

▶ ハードタイプ

▶ ソフトタイプ

▶ ハードタイプ

プレオルソ 4 つの特徴

1

柔らかい素材を使用しています。

装着時の“痛み”がほとんどありません。
弾性があるためこわれることがほとんどありません。

2

最適なデザインの“プリフォーム”タイプです。

印象採得の必要がありません。
装置を温める事により、フォーム調整は可能です。

3

いつでも、容易に取り外しできます。

口腔内を清潔に保つことができます。
家にいる時間に使用します。

4

MFTの装置として使用できます。

舌は自動的に挙上されます。
子どもへの指導もむずかしくありません。

患者さまへの
リーフレットも
ご用意して
おります



院内で活用
出来る書籍を
発売中

クインテッセンス
出版より



子どもを健康な体へ導くことを目的とした矯正法です。

🦷 歯のならびの矯正

🦷 咬み合わせの改善

🦷 口呼吸から鼻呼吸へ誘導

🦷 舌のトレーニング

🦷 お口ポカンの改善

🦷 正しい嚥下・発音

「プレオルソ」こども歯ならび矯正法 講習会とは？

私は、矯正専門医として30年近く臨床に携わってきました。そして日常臨床の中で、多くの小児の不正咬合を治療してきました。FKO・ビムラー・近年開発された既成の“マウスピース型装置”や“マルチブラケット装置”等を用いた治療をしてきました。10年程前から、患者さんに負担が少なく安全な治療方法の開発に着手し、以来、試行錯誤を繰り返し、現在のプレオルソこども歯ならび矯正法に至りました。

数年前から、日常の臨床で使用できる治療方法および装置が確立し、一般歯科医や矯正専門医の先生方にもこの装置や治療方法を実際の臨床で導入して頂き、数々の良い結果の報告を得ております。当セミナーはマウスピース型装置を使った内容構成ではありますが、装置の販売が目的ではありません。



プレオルソ開発者・セミナー講師

大塚淳先生

東京歯科大学卒業
東京歯科大学大学院卒業医学博士・歯科博士 /
東京歯科大学非常勤講師
日本矯正歯科学会認定医 /
大塚矯正歯科クリニック院長

ご購入には講習会の受講をお願いしております。

講習会に行く時間がないので装置だけ売ってくれませんか？

という方がいらっしゃいますが、私が一番恐れているのは、誤った使い方によって治療結果が出ないことです。ただ装置を販売する目的であれば講習会の必要はありません。この目指す結果を得るための、正しい使い方をマスターして頂くための講習会です。

- なぜ装置を入れて口を閉じるのか
- なぜ舌の使い方にこだわるのか



目からウロコを落として頂きます。

現在開催中の講習会について

「ベーシック・セミナー」

・I期矯正について、プレオルソの作用機序、使用方法、体癖（態癖）についてなど

「アドバンス・コース 講義編」

・診断について、症例に応じた使用方法、治療費の提案など

「アドバンス・コース 実習編」

・プレオルソ・コンビネーションスタイル法（プレオルソ・2x4・バンド）実習

「プレオルソ研究会」

・特別講演・症例発表など（年1回開催）

販売代理店



Forest-one

〒274-0825 千葉県船橋市前原西 2-32-5
TEL: 047-474-8105 FAX: 047-474-8106
<http://www.forest-one.co.jp/>